

開口障害のある方の口腔ケアを行う際、開口を誘導し保持することが可能

- ✓ オートクレープ滅菌可能・薬液消毒可能 / 耐熱温度180℃
- ✓ 弾力のあるシリコン製で口腔内を傷付けない / 高引裂特殊グレード
- ✓ 口腔内を照らして使用可能 / 市販ペンライト φ20mm の挿入可能 ※ペンライトは付属しません

☞ 弊社の口腔保湿剤『ウェットエイド』を先端に塗布しますとより挿入しやすくなります

バイトロック W

シリーズ最大の開口度

ワイド

33mm

正面

側面

症例 特に噛む力が強い方 / 大きく開口維持したい時

全長 105mm 穴部：直径 20mm 突起部：長さ 44mm(先端部 7.5mm)
指先 or ペンライトを入れて使用

バイトロック S

より狭い開口度に対応可能

スリム


26mm

正面

側面

症例 特に開口が狭い方 / お子様 / 口が小さい女性

全長 105mm 穴部：直径 20mm 突起部：長さ 43mm(先端部 7mm)
ペンライトを入れて使用



バイトロック II

製品が変形することなく開口度を調整しやすい

弾力性があり 歯に優しい

かため

やわらかめ

26mm

症例

歯茎が健康で咬合力が強く、歯がたくさん残っている方

症例

軽度の歯周病の方 / 動揺歯がない方
かための硬さに不安を感じる方

全長 110mm 穴部：直径 21mm 突起部：長さ 42mm(先端部 10mm)
指先 or ペンライトを入れて使用

回して開口度UP

よくあるご質問

Q. 交換時期の目安はありますか？

より安全にご使用していただくために目安として半年に一度の交換をおすすめします。

※但し、使用前に傷やひび割れ等の異常が疑われる場合は、直ちに使用を中止して新品に交換してください。

Q. 初めて使う場合どのタイプがおすすめですか？

患者さんの状態やお口の大きさによって様々ですが初めはやわらかめやS(スリム)で慣れていたいただきかためやW(ワイド)を購入される方が多いです。



開口障害がある方の症例に 悩んでいませんか？



そのお悩み・・・

IDENT-CARE®
バイトロックシリーズが解決します